

“A volte sono le piccole cose a fare la differenza.”

#### KLS Martin Group

**KLS Martin Australia Pty Ltd.**  
Sydney · Australia  
Tel. +61 2 9439 5316  
australia@klsmartin.com

**KLS Martin do Brasil Ltda.**  
São Paulo · Brasile  
Tel. +55 11 3554 2299  
brazil@klsmartin.com

**KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.**  
Shanghai · Cina  
Tel. +86 21 5820 6251  
info@klsmartin.com

**KLS Martin SE & Co. KG**  
Dubai · Emirati Arabi Uniti  
Tel. +971 4 454 16 55  
middleeast@klsmartin.com

**KLS Martin Japan K.K.**  
Tokyo · Giappone  
Tel. +81 3 3814 1431  
info@klsmartin.com

**KLS Martin India Pvt Ltd.**  
Chennai · India  
Tel. +91 44 66 442 300  
india@klsmartin.com

**KLS Martin Italia S.r.l.**  
Milano · Italia  
Tel. +39 039 605 67 31  
info@klsmartin.com

**KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.**  
Penang · Malesia  
Tel. +604 261 7060  
malaysia@klsmartin.com

**KLS Martin de México, S.A. de C.V.**  
Città del Messico · Messico  
Tel. +52 55 7572 0944  
mexico@klsmartin.com

**KLS Martin Nederland B.V.**  
Huizen · Paesi Bassi  
Tel. +31 35 523 45 38  
info@klsmartin.com

**KLS Martin UK Ltd.**  
Reading · Regno Unito  
Tel. +44 118 467 1500  
info.uk@klsmartin.com

**KLS Martin SE & Co. KG**  
Mosca · Russia  
Tel. +7 499 792 76 19  
russia@klsmartin.com

**KLS Martin LP**  
Jacksonville · Florida, Stati Uniti  
Tel. +1 904 641 77 46  
usa@klsmartin.com

**KLS Martin Taiwan Ltd.**  
Taipei · Taiwan  
Tel. +886 2 2325 3169  
taiwan@klsmartin.com

**KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.**  
Hanoi · Vietnam  
Tel. +49 7461 706-0  
info@klsmartin.com

**KLS martin**  
GROUP



#### Desiderate altre informazioni?

Per richiedere ulteriore documentazione sul prodotto, rivolgersi al proprio rivenditore locale o a KLS Martin.




**KLS Martin SE & Co. KG**  
**Una società del KLS Martin Group**  
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germania  
Casella postale 60 · 78501 Tuttlingen · Germania  
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

90-991-05-10 · Rev. 04 · 2024-04 · Stampato in Germania · Copyright by KLS Martin SE & Co. KG · Tutti i diritti riservati · Soggetto a modifiche tecniche

**marLED® E3**


Piccola lampada, ma davvero grande!



www.klsmartin.com



Fascio luminoso efficiente, grazie alla più recente tecnologia lenticolare



**marLED® E3 con marLED® E9i – una coppia imbattibile**

Abbinare la piccola lampada scialitica marLED® E3 ad una marLED® E9i e otterrete una raffinata combinazione, con tutti i vantaggi di una grande lampada scialitica coniugati alla flessibilità di una lampada di piccole dimensioni, che soddisfa i requisiti di quasi tutte le discipline.

Montaggio variabile – sempre adatto a qualsiasi esigenza di spazio

## marLED® E3


Piccola lampada, ma davvero grande!

Ci siamo posti l'obiettivo di dotare ogni sala chirurgica con la più moderna tecnologia LED. Oggi ciò è possibile con la lampada marLED E3. La nostra piccola lampada scialitica con intensità luminosa di 100.000 lux si distingue per la luce straordinaria associata al design compatto ed è particolarmente indicata per i piccoli interventi. Con questo prodotto l'utilizzatore potrà disporre della migliore tecnologia LED, una scelta interessante non soltanto in termini ottici, ma anche dal punto di vista economico.



### marLED® E3 – posizionamento e impiego sicuri

marLED® E3 può essere manovrata con grande semplicità e posizionata con estrema precisione. La sospensione cardanica facile da manovrare consente una mobilità ottimale. Grazie alla tastiera ad azionamento intuitivo posta sul corpo della lampada, l'utilizzatore può adattare l'intensità luminosa in modo individuale a seconda delle proprie esigenze.



### marLED® E3 – luce brillante

marLED® E3 garantisce la massima resa luminosa grazie alla più recente tecnologia LED. Grazie alla riproduzione ottimale del colore, alla sorprendente durata e all'innovativo fascio luminoso tramite lenti speciali, questa lampada è annoverata tra le migliori della sua categoria.



### marLED® E3 – massimo standard igienico

Il design della lampada marLED® E3, sottile e compatto, ne consente la rapida e semplice pulizia. Questa lampada soddisfa anche i più rigorosi requisiti in materia di igiene. Il vetro di copertura senza bordo di montatura, con guarnizione integrata, impedisce l'effetto capillare durante l'uso di detergenti.



### Cosa convince i nostri clienti?

- ✓ Massima resa luminosa, elevata efficienza energetica
- ✓ Temperatura del colore simile alla luce diurna
- ✓ Durata dei LED sorprendentemente lunga
- ✓ Campo luminoso uniforme e omogeneo
- ✓ Nessuna formazione di calore proveniente dalla luce
- ✓ Disponibile come lampada a soffitto, a parete o su stativo

### Dati tecnici

	marLED® E3
Potenza assorbita a 220-240 VAC	39 VA
Potenza assorbita a 100-130 VAC	32 VA
Vita utile effettiva del corpo luminoso	> 60.000 h
Diametro del campo luminoso (d10, a distanza di 1 m)	170 mm
Intensità centrale di illuminazione (a distanza di 1 m)	100.000 lx
Temperatura del colore	4300 K
Intensità centrale di illuminazione regolabile elettricamente da/a	30-100 %
Indice di resa cromatica [Ra (1-8)]/R9	99